

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

一、细胞名称：Hela

二、检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 21- STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点和性别基因 Amelogenin 进行检测。

三、样本基因分型结果：

细胞的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果						
Loci	送检细胞 STR 信息			细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：hela-Y04-K-			细胞库细胞名：HELA		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3
D5S818	11	12		11	12	
D13S317	12	13.3		12	13.3	
D7S820	8	12		8	12	
D16S539	9	10		9	10	
VWA	16	18		16	18	
TH01	7	7		7	7	
AMEL	X	X		X	X	
TPOX	8	12		8	12	
CSF1PO	9	10		9	10	
D12S391	20	24	25.0			
FGA	21	21				
D2S1338	17	17				
D21S11	27	28				
D18S51	16	16				
D8S1179	12	13				
D3S1358	15	18				
D6S1043	18	19				



PENTAE	7	17				
D19S433	13	14				
PENTAD	8	15				
D1S1656	12	15				

四、结论：Hela 细胞 STR 分型结果与 DSMZ 数据库 Hela 细胞系基因型一致，细胞号对应 57，STR 分型结果完全匹配。本次检测在该细胞系中没有发现多等位基因。



五、附图

